

## Flaskeholder medisinske flasker

Norskprodusert flaskeholder i lett, solid og fleksibel utførelse. Passer til Praxair, Air Liquide, AGA og Nippon Gases medisinske flasker i størrelsen 1 –5 liter.

Kan kombineres med vårt veggfeste for sikker og trygg plassering.

- **Stødig og solid oppheng på sengegavl for transport osv.**
- **Enkel å bære med solid bærehåndtak**
- **Står stødig på gulv**
- **Trygg og solid innfestning av flasken med spennrem**
- **Hygienisk design som er enkel å rengjøre.**
- **Leveres i flere farger**



# Flaskeholder medisinske flasker

## Tekniske data:

MHB GAS 1L	Flaskeholder 1 liter	H:310, B: 175, D: 171, Vekt, 1,3 kg
MHB GAS 2-2,5L	Flaskeholder 2-2,5 liter	H:450, B: 175, D: 191, Vekt, 1,9 kg
MHB GAS 5L	Flaskeholder 5 liter	H: 540, B: 175, D: 221, Vekt, 2,5 kg



VEGGFESTE



MHB GAS 1L  
Holder for 1 liter



MHB GAS 2-2,5L  
Holder for 2 og 2,5 liter



MHB GAS 5L  
Holder for 5 liter